

insieme per il Medico Veterinario

Endoscopia
in fluorescenza NIR-ICG

IMAGE1 S™ Rubina™

4K

- Risoluzione nativa 4K
- Eccellente qualità delle immagini sia a luce bianca che in modalità NIR/ICG
- Riproduzione naturale dei colori
- Tecnologie S a luce bianca e in combinazione con le modalità Overlay, dove l'immagine standard è combinata con le informazioni NIR/ICG generando un'immagine sovrapposta

LED

- Fonte di luce LED senza laser per luce bianca e NIR/ICG
- ICG e autofluorescenza nel vicino infrarosso
- Durata con intensità di luce costante
- Comando tramite touch display e pedale

OPAL1[®]
NIR/ICG

- Tecnologia OPAL1[®] NIR/ICG
- Possibilità di sovrapporre le informazioni NIR/ICG nell'immagine in verde o blu
- Intensity Map per l'indicazione del segnale NIR/ICG sulla base di una scala cromatica come un'immagine sovrapposta
- Modalità monocromatica con solo segnale NIR/ICG
- Sistemi ottici nuovi e ottimizzati per NIR/ICG

**ESCLUSIVA
ALCYON ITALIA**

IMAGE1 S™
Rubina™



NIR-ICG Guided
Laparoscopic Cholecystectomy



Per maggiori informazioni in merito contattare lo specialista di gamma:
DANILO MANA: cell. 335 7757407 – email: d.mana@alcyonitalia.com

www.alcyonitalia.com



Seguitemi su



ALCYON
ITALIA
Il Veterinario al centro delle nostre decisioni